

## RTO-REINIGUNG

### Ihre RTO verbraucht zu viel Energie?

Zugesetzte Keramikbetten, Wabenkörper und Ventile erhöhen den Druckverlust, der Ventilator braucht mehr Leistung und der Gasverbrauch steigt. Wir bringen Ihre RTO wieder auf Leistung – mit gründlicher Reinigung und, wo nötig, dem Austausch verschlissener Keramik.

#### Was wir machen:

- **Reinigung der Kammern**
- **Durchstrahlen der Keramikbetten**
- **Austausch von Wabenkörpern**
- **Brennkammer, Kanäle, Ventilteller**
- **Feste Wartung – halbjährlich/jährlich**

#### Ihre Vorteile:

- **Trockeneis: kein Wasser, keine Chemie**
- **Im Stillstandsfenster, auch nachts/Wochenende**
- **ISO 9001/14001, SCC-geschult, versichert**
- **Dokumentation mit Abnahmeprotokoll**



Wabenkörper vorher / nachher – RTO in einem Chemiewerk

„Die Zusammenarbeit war von Anfang an professionell.  
Unsere Stillstandzeiten konnten deutlich reduziert werden.“

– Produktionsleiter, Automobilbranche



**Fotos Ihrer RTO schicken – Einschätzung kostenlos.**

Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden · +49 7043 953280 · [info@tmd-service.de](mailto:info@tmd-service.de)

Unter anderem für:

